





## Fiche technique REF 57.58.98

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.58.98	écarteur à poignée circulaire avec double joint SL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826428204
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		