



## Fiche technique REF 57.59.80

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.59.80	Valve latéral45x23mm PEEK	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826087609
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,100	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 451.04.03 (prospectus Spread-iT système ecarteur de colonne) 451.04.46 (prospectus retract syst ecarteur mat plastique)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	45x23mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	PEEK (Polyetheretherketon )		