



Fiche technique REF 57.59.84

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|--|------------------------------|----------------|
| Référence | 57.59.84 | Valve latéral65x23mm PEEK | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826087647 |
| Classe de risque | 2a (EU MDD) | Code UMDNS | 13-390 |
| Classification | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,100 | Mode d'emploi | |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 451.04.03 (prospectus Spread-iT système ecarteur de colonne) 451.04.46 (prospectus retract syst ecarteur mat plastique) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 65x23mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | PEEK (Polyetheretherketon) | | |