



Fiche technique REF 57.62.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.62.10	un support p valves for PEEK	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826404710
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	13-390
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	G576205
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01



Medicon médias	451.04.46 (prospectus retract syst ecarteur mat plastique)
----------------	--

Image principale

Image détaillée



Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	PEEK_CF30 (Polyetheretherketon 30% Kohlefaser)