





Fiche technique REF 57.70.02

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|--|---|----------------|
| Référence | 57.70.02 | Sørensen maintien crânien seule 340x200mm p adultes | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 35446 | GTIN | 04046826372064 |
| Classe de risque | 1 (EU MDD) | Code UMDNS | 11-958 |
| Classification | 1 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 1,350 | Mode d'emploi | G577000 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon médias | 451.02.16 (prospectus système de maintien crânien FiXiT) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 340x200mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 3.3535 (AIMG3) | | |