






## Fiche technique REF 57.70.18

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.70.18	support p 2 épines stand p adultes a/fermeture rapide	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35446	GTIN	04046826377175
Classe de risque	1 (EU MDD)	Code UMDNS	11-958
Classification	1 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,024	Mode d'emploi	G051570
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias	451.02.16 (prospectus système de maintien crânien FiXiT)		
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.3535 (AIMG3)		