




## Fiche technique REF 57.70.38

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.70.38	vis de pression cpl p manche du pistolet p 57.70.00/02	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35446	GTIN	04046826378998
Classe de risque	1 (EU MDD)	Code UMDNS	11-958
Classification	1 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,209	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		