










Fiche technique REF 57.85.03A

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.85.03A	Raney Clip sur le cuir chevelu bleu à usage unique	
Unité de vente	boîte/200	No. de douane	90189084
GMDN	46953	GTIN	04046826386894
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-909
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,220	Mode d'emploi	G578503A
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">STERILE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">EO</div>   </div>			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
5 °C	 30 °C	10 %	 55 %
			
			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	MAKROLON RX1805 (Polycarbonat)		