







Fiche technique REF 57.85.50

11.12.2025

Données générales			
Référence	57.85.50	Modell Köln clips - agrafes	
Unité de vente	boîte/10	No. de douane	90189084
GMDN	46953	GTIN	04046826088316
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-909
Classification	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,014	Mode d'emploi	
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Conditions de stockage Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		