







Fiche technique REF 58.19.40

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.19.40	Yasargil Porte-aiguille baïonnette drt 18.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826088477
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,055	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	18.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		