







Fiche technique REF 58.20.70

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.20.70	Ciseaux baïonnette drt20cm micro	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	13496	GTIN	04046826088514
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-496
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Poids (kg)	0,068	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	20cm	Revêtement	Lors de l'anodisation, une couche de métal dur est créée sur les composants en aluminium par enrichissement en titane
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	3.3215 (AlSi1MgMn)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		