



## Fiche technique REF 58.24.16

11.12.2025

| Données générales |                |                                                                             |                |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Référence         | 58.24.16       | Canule d'aspiration conique Malléable en forme de goutte d'eau Ø 1.5mm 12cm |                |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane                                                               | 90189084       |
| GMDN              | 38749          | GTIN                                                                        | 04046826088590 |
| Classe de risque  | 2a (EU MDD)    | Code UMDNS                                                                  | 10-566         |
| Classification    | 6 (EU MDD)     | Base UDI-DI                                                                 |                |
| Poids (kg)        | 0,025          | Mode d'emploi                                                               | G098395        |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement                                                | MPK03-1        |



Medicon médias

## Image principale

## Image détaillée



|            |              |            |  |
|------------|--------------|------------|--|
| Dimensions | Ø 1.5mm 12cm | Revêtement |  |
|------------|--------------|------------|--|

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | 1.4301 (X5CrNi18-10)             |
| Poignée           | 1.4301 (X5CrNi18-10)             |
| Autres            | 1.4305 (X8CrNiS18-9)             |