



## Fiche technique REF 58.24.23

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.24.23	Canule d'aspiration conique Malléable en forme de goutte d'eau Ø 2.0mm 15cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826088668
Classe de risque	2a (EU MDD)	Code UMDNS	10-566
Classification	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,030	Mode d'emploi	G098395
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1



Medicon médias

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	Ø 2.0mm 15cm	Revêtement	
------------	--------------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4301 (X5CrNi18-10)
Poignée	1.4301 (X5CrNi18-10)
Autres	1.4305 (X8CrNiS18-9)