






## Fiche technique REF 58.30.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.30.10	Yasargil Raspatoire coudé vers le bas 18.5cm 1mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826088712
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Poids (kg)	0,032	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18.5cm 1mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		