







## Fiche technique REF 58.30.16

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.30.16	Yasargil Raspatoire coudé vers le bas 18.5cm 4.0mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826088736
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-084
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Poids (kg)	0,013	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL ) 450.00.46 (catalogue sinuscopie )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	18.5cm 4.0mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		