







## Fiche technique REF 58.30.24

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.30.24	Dilatation vasculaire Ø 1.0mm 12.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826088798
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	11-268
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Poids (kg)	0,035	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 1.0mm 12.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		