







## Fiche technique REF 58.30.36

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.30.36	Krayenbühl crochet 2.5mm 18.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46768	GTIN	04046826088859
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-029
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,049	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio )		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	2.5mm 18.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4301 (X5CrNi18-10)		