



Fiche technique REF 58.30.65

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.30.65	Yasargil Guide-fil coudé vers le bas 18.5cm 90°	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826088927
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-336
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Poids (kg)	0,052	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	18.5cm 90°	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		