






## Fiche technique REF 58.32.13

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.32.13	crochet pointé 1.5mm 90° 23cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46768	GTIN	04046826089047
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-029
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,019	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.53 (catalogue cardio )		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	1.5mm 90° 23cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		