







Fiche technique REF 58.32.21

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.32.21	Dissecteur 1.0mm 23cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11290	GTIN	04046826089061
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-218
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Poids (kg)	0,019	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK01-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.46 (catalogue sinuscopie)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	1.0mm 23cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		