







Fiche technique REF 58.32.64

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.32.64	Rhoton crochet semi-tranchant 2mm 90° 19cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46768	GTIN	04046826089238
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-029
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,020	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	2mm 90° 19cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		