







## Fiche technique REF 58.33.25

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.33.25	Caspar Dissecteur baïonnette 2.0mm 23cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	11290	GTIN	04046826089450
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-218
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Poids (kg)	0,028	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	2.0mm 23cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		