







Fiche technique REF 58.33.68

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.33.68	couteau de diamant coupant cunéif 45° cde 15° 1.0x0.17mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	35141	GTIN	04046826405014
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-252
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Poids (kg)	0,021	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	45° 1.0x0.17mm	Revêtement	Couche PVD artificielle de nitrure de titane, par ex. ciseaux Blackline
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Vis	PEEK (Polyetheretherketon)		
Poignée	1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)		
Autres	DIAMANT (Monokristaliner Diamant)		