






## Fiche technique REF 58.36.92

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.36.92	Yasargil Pince pour appliquer les clips rotatif Luer Lock9cm Mini Ti LL	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826090241
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-904
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Poids (kg)	0,036	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK08-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	9cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		