



Fiche technique REF 58.36.93

11.12.2025

| Données générales | | | |
|-------------------|----------------|---|-------------------------|
| Référence | 58.36.93 | Yasargil Pince pour appliquer les clips rotatif Luer Lock 11cm Mini Ti LL | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 32591 | GTIN | 04046826090258 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 10-904 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;01;ak;5L |
| Poids (kg) | 0,037 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK08-1 |



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



| | | | |
|------------|------|------------|--|
| Dimensions | 11cm | Revêtement | |
|------------|------|------------|--|

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

| | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|-------------------------------------|
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) |
| Vis | 1.4305 (X8CrNiS18-9) |
| Autres | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |