







## Fiche technique REF 58.47.01

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.47.01	Caspar crochet d'exploration 24.5cm 4mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	46768	GTIN	04046826091248
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	12-029
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,010	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	24.5cm 4mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		