



Fiche technique REF 58.54.10

11.12.2025


Données générales			
Référence	58.54.10	Yasargil Clip standard drt permanent 9mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826092146
Classe de risque	3 (EU MDD)	Code UMDNS	10-905
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,002	Mode d'emploi	G585408
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK18



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Dimensions	9mm	Revêtement	
------------	-----	------------	--

Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	2.4711 (CoCr20Ni15Mo)