







## Fiche technique REF 58.54.66

11.12.2025

| Données générales   |                                  |  |                |
|---|----------------------------------|--|----------------|
| Référence   | 58.54.66                         | Yasargil Clip standard drt temporairement 15mm |                |
| Unité de vente  | pièce                            | No. de douane                                  | 90219090       |
| GMDN  | 34958                            | GTIN   | 04046826092245 |
| Classe de risque  | 3 (EU MDD)                       | Code UMDNS                                     | 10-905         |
| Classification  | 8 (EU MDD)                       | Base UDI-DI                                    |                |
| Poids (kg)  | 0,016                            | Mode d'emploi                                  | G585408        |
| Sans latex  | non applicable                   | Instructions de retraitement                   | MPK18          |
|    |                                  |  |                |
| Medicon médias  |                                  |  |                |
| Image principale  |                                  | Image détaillée                                |                |
|    |                                  |  |                |
| Dimensions  | 15mm                             | Revêtement                                     |                |
| Conditions de stockage  |                                  |  |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                  |  |                |
| Matériaux   |                                  |  |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN) |  |                |
| Partie principale   | 2.4711 (CoCr20Ni15Mo)            |  |                |