







Fiche technique REF 58.56.97

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.56.97	Yasargil Pince pour appliquer les clips rigide baïonnette17cm Mini	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826093006
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-904
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Poids (kg)	0,015	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	17cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Autres	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		