



## Fiche technique REF 58.59.53

11.12.2025


Données générales			
Référence	58.59.53	Yasargil Clip standard fenêtrée coudé vers le bas permanent 3.5mm 5mm Ti	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826093778
Classe de risque	3 (EU MDD)	Code UMDNS	10-905
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,003	Mode d'emploi	G585408
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK18



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Dimensions	3.5mm 5mm	Revêtement	
------------	-----------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))