







Fiche technique REF 58.59.67

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------------|
| Référence | 58.59.67 | Yasargil Clip standard fenêtrée angulé permanent 5.0mm 7mm Ti | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90219090 |
| GMDN | 34958 | GTIN | 04046826093907 |
| Classe de risque | 3 (EU MDD) | Code UMDNS | 10-905 |
| Classification | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Poids (kg) | 0,003 | Mode d'emploi | G585408 |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK18 |
|    | | | |
| Medicon médias | | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 5.0mm 7mm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |