





Fiche technique REF 58.60.00

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.60.00	Yasargil boîte p Clips Yasargil 66 compartiments	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826094157
Classe de risque	N.A. (EU MDD)	Code UMDNS	
Classification	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	1,360	Mode d'emploi	G585408
Sans latex		Instructions de retraitement	KEIN MP
			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale Poignée	PPSU (Polyphenylsulfon) 1.4301 (X5CrNi18-10)		