



## Fiche technique REF 58.60.01

11.12.2025

| Données générales |                |  |                    |
|-------------------|----------------|--|--------------------|
| Référence         | 58.60.01       | Yasargil boîte p Clips Yasargil avec Identification 58 compartiments |                    |
| Unité de vente    | pièce          | No. de douane  | 90189084           |
| GMDN              | 12143          | GTIN   | 04046826419707     |
| Classe de risque  | 1 (EU MDR)     | Code UMDNS   | 12-142             |
| Classification    | 1 (EU MDR)     | Base UDI-DI  | 4046826;N003;03;X8 |
| Poids (kg)        | 1,587          | Mode d'emploi  | GATDN00X           |
| Sans latex        | non applicable | Instructions de retraitement   |                    |



Medicon médias

## Image principale

## Image détaillée



## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

|                   | N° de matériau (Désignation DIN) |
|-------------------|----------------------------------|
| Partie principale | PPSU (Polyphenylsulfon)          |