



## Fiche technique REF 58.60.05

11.12.2025


Données générales			
Référence	58.60.05	Yasargil boîte p Clips Yasargil 28 compartiments	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	13730	GTIN	04046826094164
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	12-142
Classification	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Poids (kg)	0,680	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	



Medicon médias

## Image principale

## Image détaillée



## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale Poignée	PPSU (Polyphenylsulfon) 1.4301 (X5CrNi18-10)