



## Fiche technique REF 58.60.31

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.60.31	Yasargil Clip standard Pince pour appliquer rigide baïonnette Mémoire9cm Ti	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826094249
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-904
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Poids (kg)	0,035	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK05-1



Medicon médias

## Image principale

## Image détaillée



Dimensions	9cm	Revêtement	
------------	-----	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Autres	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))