



## Fiche technique REF 58.60.43

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.60.43	Yasargil Pince pour appliquer les clips rotatif baïonnette Mémoire 11cm Mini Ti	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826094300
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-904
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK05-1



Medicon médias

Image principale

Image détaillée



Dimensions	11cm	Revêtement	
------------	------	------------	--

## Conditions de stockage

Aucune précaution particulière de conservation n'est requise

## Matériaux

	N° de matériau (Désignation DIN)
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Autres	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))