






Fiche technique REF 58.60.45

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Référence | 58.60.45 | Clé de réglage p Clip Yasargil Ti | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 32591 | GTIN | 04046826436186 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 10-904 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Poids (kg) | 0,000 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | NA |
|   | | | |
| Medicon médias | | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |