






## Fiche technique REF 58.60.46

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.60.46	Clé de réglage p Clip Yasargil Phynox	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826436193
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-904
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	NA
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	2.4711 (CoCr20Ni15Mo)		