







## Fiche technique REF 58.61.55

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.61.55	Yasargil Clip standard coudé vers le bas permanent 90° 5mm Ti	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826094782
Classe de risque	3 (EU MDD)	Code UMDNS	10-905
Classification	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Poids (kg)	0,003	Mode d'emploi	G585408
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK18
  			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	90° 5mm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		