







## Fiche technique REF 58.65.05

11.12.2025

| Données générales   |                                     |  |                |
|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Référence   | 58.65.05                            | Yasargil Clip standard coudé vers le bas temporairement 90° 5mm Ti t |                |
| Unité de vente  | pièce                               | No. de douane  | 90219090       |
| GMDN  | 34958                               | GTIN   | 04046826095505 |
| Classe de risque  | 3 (EU MDD)                          | Code UMDNS   | 10-905         |
| Classification  | 8 (EU MDD)                          | Base UDI-DI  |                |
| Poids (kg)  | 0,003                               | Mode d'emploi  | G585408        |
| Sans latex  | non applicable                      | Instructions de retraitement   | MPK18          |
|    |                                     |  |                |
| Medicon médias  |                                     |  |                |
| Image principale  |                                     | Image détaillée  |                |
|    |                                     |  |                |
| Dimensions  | 90° 5mm                             | Revêtement   |                |
| Conditions de stockage  |                                     |  |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                     |  |                |
| Matériaux   |                                     |  |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN)    |  |                |
| Partie principale   | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |  |                |