



Fiche technique REF 58.66.06

11.12.2025

Données générales			
Référence	58.66.06	Yasargil clamp pour Yasargil Mini Clip baïonnette 21cm Ti Mini	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826095635
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	10-894
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Poids (kg)	0,100	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK05-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	21cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Poignée	1.4021 (X20Cr13)		
Autres	1.4310 (X10CrNi18-8)		