







## Fiche technique REF 59.19.18

11.12.2025

Données générales			
Référence	59.19.18	pince léger poignée ronde diamanté drt0.4mm 21cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826422240
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Poids (kg)	0,000	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	0.4mm 21cm	Revêtement	Revêtement dur pour les surfaces de travail des porte-aiguilles
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Vis	1.4305 (X8CrNiS18-9)		