







Fiche technique REF 59.20.40

11.12.2025

Données générales			
Référence	59.20.40	Yasargil Porte-aiguille baïonnette drt20cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	12726	GTIN	04046826095895
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Poids (kg)	0,082	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK23-1
 			
Medicon médias	450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	20cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		