







Fiche technique REF 59.20.45

11.12.2025

| Données générales | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| Référence | 59.20.45 | Yasargil Porte-aiguille baïonnette courbe 20cm | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90189084 |
| GMDN | 12726 | GTIN | 04046826095901 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 15-621 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;01;ah;3J |
| Poids (kg) | 0,064 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|   | | | |
| Dimensions | 20cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |