







Fiche technique REF 59.23.10

11.12.2025

Données générales			
Référence	59.23.10	Yasargil pince baïonnette pointé 0.6mm 23cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826095918
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Poids (kg)	0,069	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	0.6mm 23cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		