







## Fiche technique REF 59.44.13

11.12.2025

Données générales			
Référence	59.44.13	Yasargil pince à saisir denté Ø 3mm 22cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826096052
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	15-621
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Poids (kg)	0,062	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK12-1
 			
Medicon médias			
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	Ø 3mm 22cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		