







Fiche technique REF 60.00.63

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.00.63	Bonn anneau de fixation 3/4 ouvert Ø 13mm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	60909	GTIN	04046826096618
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	17-933
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Poids (kg)	0,040	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	Ø 13mm 11cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		
Poignée	1.4305 (X8CrNiS18-9)		