







Fiche technique REF 60.05.13

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.05.13	Desmarres écarteur à paupière 16mm 14cm Fig 3	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	45918	GTIN	04046826096991
Classe de risque	1 (EU MDR)	Code UMDNS	13-381
Classification	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Poids (kg)	0,015	Mode d'emploi	GATDN00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery) 450.00.37 (catalogue ORL) 450.00.53 (catalogue cardio) 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique) 450.00.62 (catalogue Medicon instruments Chirurgie maxillo-faciale)		
Image principale		Image détaillée	
			
Dimensions	16mm 14cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		