






Fiche technique REF 60.10.02

11.12.2025

| Données générales | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Référence | 60.10.02 | Ziegler couteau iridect 11.5cm fig 2 | |
| Unité de vente | pièce | No. de douane | 90185010 |
| GMDN | 32764 | GTIN | 04046826097233 |
| Classe de risque | 1r (EU MDR) | Code UMDNS | 12-241 |
| Classification | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;02;ag;37 |
| Poids (kg) | 0,031 | Mode d'emploi | GATDR00X |
| Sans latex | non applicable | Instructions de retraitement | |
|   | | | |
| Medicon médias | 450.00.03 (catalogue general the art of surgery) | | |
| Image principale | | Image détaillée | |
|  | | | |
| Dimensions | 11.5cm | Revêtement | |
| Conditions de stockage | | | |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise | | | |
| Matériaux | | | |
| | N° de matériau (Désignation DIN) | | |
| Partie principale | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Poignée | 1.4021 (X20Cr13) | | |