







Fiche technique REF 60.22.02

11.12.2025

Données générales			
Référence	60.22.02	Tyrell crochet iris pointé 12.5cm	
Unité de vente	pièce	No. de douane	90185010
GMDN	32754	GTIN	04046826097899
Classe de risque	1r (EU MDR)	Code UMDNS	13-381
Classification	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Poids (kg)	0,034	Mode d'emploi	GATDR00X
Sans latex	non applicable	Instructions de retraitement	MPK03-1
 			
Medicon médias	450.00.03 (catalogue general the art of surgery)		
Image principale		Image détaillée	
 			
Dimensions	12.5cm	Revêtement	
Conditions de stockage			
Aucune précaution particulière de conservation n'est requise			
Matériaux			
	N° de matériau (Désignation DIN)		
Partie principale	1.4021 (X20Cr13)		